



RetroMAD1®

狗和猫的口服保健用品
仅用于动物

RetroMAD1 是使该产品有效的主要成分 (API)。它是由重组技术根据专利 US 2013. 0336955. A1 发行的定义明确的蛋白质。它是从发酵过程中提取和纯化的, 不含任何动物蛋白。在动物研究中, 已证明 RetroMAD1 可被任何年龄甚至怀孕的猫狗口服使用并且安全无害。研究显示, 由于具有 37kDa 的小分子量, RetroMAD1 在口服后 1 小时内容易被肠胃吸收。

每毫升液体的成分

- RetroMAD1, 最少4.0 毫克
- 超纯水, *q. s*1.0 毫克
(已调整至 pH 值为 11)

适应症

1. 作为 营 养 剂 或 免 疫 增 强 剂 , RetroMAD1 适用于任何年龄的猫狗。
2. RetroMAD1 可被任何健康状态下的猫狗服用, 并建议其在病毒感染初期, 病毒感染期间, 以及恢复期服用。
3. RetroMAD1 还可用于帮助代谢。
4. RetroMAD1 对于怀孕的猫狗及其幼崽都是安全无害的。

用法用量

1. RetroMAD1 是无菌, 淡黄色且无味的液体。
2. 每次服用 RetroMAD1 的剂量为每公斤体重 0.4-0.6 毫克, 每天三次。为使猫狗更好吸收, 应使其在两餐之间服用, 比如饭前和饭后两小时。
3. 本液体应通过带刻度的滴管或注射器让猫狗口服使用。

储存方法

自制造日期起, RetroMAD1 可在冷藏条件下 (+4 摄氏度至+12 摄氏度) 储存 24 个月。请勿冷冻。由于建议将产品保存在冰箱中, 活性成分可能会从溶液中轻微沉淀出来。在这种情况下, 应让瓶子在室温下加热 (为了更快达到效果, 请用手加热瓶子), 然后将其倒置或旋转几次, 直到沉淀物溶解后再使用。请勿加热。

该产品在其原始制造商的密封中具有微生物无菌性。如果长时间使用本产品, 请确保其内容物未被污染。升温至室温后, 如果沉淀物呈白色粘液状或溶液变浑浊, 请勿使用并寻求我们的建议。

瓶子尺寸

50 毫升, 30 毫升和 15 毫升

咨询方式

电话: (60) 3-7886 4885

邮件:

companion.animals@biovalence.com.my

生产企业

公司名: Biovalence Sdn Bhd

塔曼玛阳工业园: 21-1, Jalan SS25/34,

Taman Mayang Industrial Park

邮编: 47301, Petaling Jaya, Selangor

(雪兰莪州)

MALAYSIA (马来西亚)

生产执照

AMH(G)(01)-2019/0070/2019(10)

销售执照

AM H (G X 0 2) -20L9 | 0147 12079 (10)